

## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

**BIJLAGE I** bij het besluit d.d. 13 december 2013 tot toelating van het middel :

# Alcohol Podior 80%, toelatingnummer 14331 N

A.

### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van

- bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en schimmels op blijvend intacte huidoppervlakken in de humane gezondheidszorg, in pedicurepraktijken, in schoonheidssalons en in nagelstudio's;
- bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen op harde oppervlakken en instrumenten in de humane en veterinaire gezondheidszorg, in pedicurepraktijken, in schoonheidssalons, in nagelstudio's en in laboratoria, met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor.

De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden.

Gebruikte dompelveeistof moet worden verwijderd als chemisch afval.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Het middel is een gebruiksklare vloeistof die onverdund moet worden gebruikt.

#### **Desinfectie van de huid**

Het middel is alleen bestemd voor desinfectie van de blijvend intacte huid, d.w.z. huid die na desinfectie niet geopend of doorboord zal worden.

De te desinfecteren huid eerst reinigen en goed afdrogen. Het middel op de te behandelen huid aanbrengen met bijvoorbeeld een celstofdepper. Zoveel van het middel aanbrengen, dat de behandelde huid gedurende de gehele inwerktijd (minimaal 30 seconden) vochtig blijft. Vervolgens de huid laten drogen.

Minimale inwerktijd: 30 seconden.

#### **Desinfectie van harde oppervlakken**

Het middel alleen toepassen op kleine oppervlakken (maximaal 0,5 m<sup>2</sup>).

Te behandelen oppervlakken eerst reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Breng het middel met een doekje of prop watten aan op het te behandelen oppervlak en laat minimaal 5 minuten inwerken. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat het oppervlak gedurende de gehele inwerktijd nat blijft. Hierna met bijvoorbeeld een celstofdoek het oppervlak droogwrijven.

Minimale inwerktijd: 5 minuten

#### **Desinfectie van instrumenten door middel van dompelen**

De materialen eerst reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Dompel de materialen vervolgens gedurende minimaal 5 minuten in z'n geheel in Alcohol podior 80%. Neem hierna met schone handschoenen de materialen uit het desinfectiemiddel en laat ze op een schone plaats drogen.

Minimale inwerktijd: 5 minuten

Voorkom teruglopen van de werkzaamheid van de dompelvloeistof door verdamping of vervuiling. De dompelvloeistof daarom afdekken en dagelijks verversen.

#### **Meer weten over dit product?**

Volg dit product op <http://www.ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14331>